

Focus sur...

LE SERVICE DE STÉRILISATION CENTRALE

Travaux et nouvelles acquisitions au Service Stérilisation, pour une optimisation des conditions de travail des agents

Depuis le mois de décembre 2020, le Service Stérilisation du Centre Hospitalier de Haguenau (CHH) a fait l'objet de travaux : **renouvellement d'une cabine de lavage et installation d'un laveur supplémentaire.**

Ces acquisitions marquent une dynamique d'amélioration des conditions de travail des agents du Service et s'inscrivent dans la continuité de l'achat de mobiliers spécifiques, tels que des tables à hauteur variable au mois d'août 2020 et actuellement des bras articulés pour les écrans.


En effet, véritable « poumon » du Bloc, le Service de Stérilisation travaille au rythme soutenu du programme opératoire. Il lui assure la mise à disposition stérile des boîtes opératoires d'instruments chirurgicaux et des ancillaires nécessaires aux poses de prothèses. A cet effet, le matériel est **trié, démonté si besoin, lavé en laveur-désinfecteur, vérifié et remonté, conditionné, stérilisé à la vapeur d'eau, puis acheminé vers le bloc opératoire.** Chaque étape fait l'objet d'une **traçabilité.** Après l'intervention, le matériel est ré-acheminé sans délai vers la stérilisation pour y être retraité.

Il en est de même pour les dispositifs médicaux à usage multiple des services de soins et autres plateaux techniques de l'établissement.

Parallèlement à cela, les agents de stérilisation assurent également l'approvisionnement de certains **dispositifs médicaux spécifiques à usage unique** au bloc opératoire et aux services de soins.

Ce travail relève à première vue d'un processus industriel. Il requiert toutefois une **grande technicité** et de la **minutie**, en raison notamment du panel important de dispositifs médicaux et de l'exigence qualitative du procédé de stérilisation. Par ailleurs, compte-tenu du poids des boîtes opératoires, le poste est véritablement **physique**. Ces exigences à différents niveaux impliquent la **nécessité pour les agents de disposer d'un environnement et d'une ergonomie des postes optimisés**.

Rappelons que l'équipe de Stérilisation est composée d'une vingtaine d'agents formés aux techniques de stérilisation, ainsi que deux agents d'entretien. **Basée sur des cours théoriques et de la pratique encadrée, une formation longue (entre 6 mois et 1 an) est nécessaire pour acquérir l'ensemble des techniques et connaissances liées au métier.** M. Jérémie WAGNER, Cadre de Santé aux Services de Pharmacie-Stérilisation, et Dr Anne CLAUDON, Docteur en Pharmacie, encadrent l'ensemble de l'équipe.



Découvrez en texte et en images le Service et ses différents postes de travail !



Focus sur... LE SERVICE DE STÉRILISATION CENTRALE



LE POSTE DE "RAMASSAGE"

Le poste de « ramassage » a pour fonction d'acheminer le matériel à usage multiple, après utilisation, des services de soins vers le service de stérilisation, puis, dans un deuxième temps, d'en effectuer la livraison après traitement.





Focus sur... LE SERVICE DE STÉRILISATION CENTRALE



LE POSTE DE "LAVAGE"

Les dispositifs médicaux sont d'abord traités au poste de « lavage » : l'agent trie, identifie et trace chaque matériel réceptionné, puis le met en laveur-désinfecteur. Le laveur est déchargé dans un autre espace de travail contraint à des règles d'hygiène strictes : la zone de conditionnement.



Centre hospitalier de Haguenau





Focus sur... LE SERVICE DE STÉRILISATION CENTRALE




LE POSTE DE "RECOMPOSITION"

Les dispositifs médicaux sont pris en charge par les agents en poste de « Recomposition » : chaque dispositif doit être contrôlé (propreté, rouille, usure...) et trié par famille. Les boîtes d'instruments chirurgicaux peuvent alors être recomposées selon un listing validé. Les boîtes opératoires, les plateaux et les instruments unitaires sont ensuite emballés dans un contenant permettant leur stérilisation à la vapeur d'eau (conteneur, sachet...).





Focus sur... LE SERVICE DE STÉRILISATION CENTRALE




LE POSTE "AUTOCLAVE"

La stérilisation à proprement parler est effectuée par de la vapeur d'eau sous pression, dans des machines appelées "autoclaves". Les agents habilités à leur conduite effectuent un contrôle ultime de chaque entité stérilisée.



Centre hospitalier de Haguenau





Focus sur... LE SERVICE DE STÉRILISATION CENTRALE



LE POSTE DE "GESTION"

L'agent en poste de « Gestion » a en charge la préparation des commandes des différents services de l'établissement (matériel stérilisé et matériel à usage unique spécifique). Les commandes sont ensuite acheminées vers les services par l'agent en poste de « Ramassage », ou vers le bloc opératoire, grâce à un accès direct vers l'arsenal de stockage.



Centre hospitalier de Haguenau

